

AKCIÓS AJÁNLATOK

2025 JANUÁR-JÚNIUS

LABOR



Since 1921
100 years of Quality in Dental



Initial™ Zirconia Disk Multilayer Elite

A legjobb választás a legmagasabb színvonalhoz



KIVÁLÓ ESZTÉTIKA

Természethű árnyalat és transzlucencia gradiens anterior és poszterior restaurációkhoz.



NAGY SZILÁRDSÁG

A DIN EN ISO 6872 szabvány szerint V. osztályba sorolt, > 1.100 MPa átlagértékkel.



MINDENRE KITERJEDŐ FUNKCIÓ

Sokoldalú és a klinikai indikációk széles körére alkalmas. Gyors színterezés vagy hagyományos színterezés.



Initial Zirconia Disk Multilayer Elite

14mm A1-OM3 70017398-416

76 980 Ft

Initial Zirconia Disk Multilayer Elite

16mm A1-OM3 70017417-35

85 580 Ft

Initial Zirconia Disk Multilayer Elite

20mm A1-OM3 70017436-54


102 790 Ft

Initial Zirconia Disk Multilayer Elite

25mm A1-OM3 70017455-73

119 560 Ft

Transzlucencia >49%
Szilárdság 800 MPa



5Y | INCISAL | 20%

4-5Y | INTERLAYER 1 | 15%

4-5Y | INTERLAYER 2 | 15%

4-5Y | INTERLAYER 3 | 15%

Transzlucencia >45%
Szilárdság 1.150 MPa


4Y | CERVICAL | 35%

Természetes gradiens

Lenyűgözően természetes: a cervikális és az incizális részek közötti egyenletes gradiens, mind az árnyalat, mind az áttetszőség tekintetében, a lehető legjobban utánozza a természetes fogszerkezetet.

Színpaletta:

A1, A2, A3, A3.5, A4
B1, B2, B3, B4
C1, C2, C3, C4,
D2, D3, D4
OM1, OM2, OM3



Initial™ Zirconia Disk

Cirkon CAD/CAM korongok

Initial Zirconia Disk 98.5 x 12mm

10006708 ST, 10006712 HT, 10006716 UHT

63 930 Ft

Initial Zirconia Disk 98.5x14mm

10006709 ST, 10006713 HT, 10006717 UHT

68 090 Ft

Initial Zirconia Disk 98.5x18mm

10006710 ST, 10006714 HT, 10006718 UHT

79 150 Ft

Initial Zirconia Disk 98.5x25mm

10006711 ST, 10006715 HT, 10006719 UHT

98 570 Ft

Initial™ Zirconia Coloring Liquid

Initial Zr Coloring Liquid SET

10041648 (4x Body A, B, C, D, 50ml, 4x Cervical A, B, C, D, 50ml, 4x Effect Blue, Grey, Pink, Neutral, 50ml, Marking Liquid, 4x Red, Blue, Yellow, Green, 25ml, Technical Manual SET, 700g)

257 610 Ft

Initial Zr Coloring Liquid INTRO KIT

10041649 (1x Body A, 1x Cervical A, 1x Effect Grey, 1x Neutral, 50ml, Marking Liquid, 1x Red, 1x Blue, 25ml, Short IFU, 250g)

81 710 Ft

Initial Zr Coloring Liquid 10041650-61
Body, Cervical, Effect, Neutral, 50ml

23 010 Ft

Initial Zr Marking Liquid

25ml 10041662-65

10 750 Ft



**Letisztult választék,
maximális hatékonyság**

- 4 cervikális szín
- 4 test szín
- 4 effekt szín

Egyszerű higitási táblázat



a 16 V-szín megvalósításához

Finom és diffúz

bázist biztosít - tökéletes alap az IQ ONE SQIN technikához

4 marking szín

megkönnyíti a vizualizációt az alkalmazás során





lépésről - lépésre...
MDT Stefan
M Roozen



Initial™ LiSi Block

Csak faragja ki, polírozza,
majd helyezze be

Initial LiSi Press LiSi Block Aesthetic Kit 10007322

(1x A1 HT; 1x A2 HT; 1x A2 LT; 1x A3 HT; 1x A3 LT
GC Initial IQ, Lustre Paste ONE, Lustre Paste
Neutral, 1x L-NFL, 1x L-A, 1x L-3, 1x L-2, 1x L-OP,
Diluting Liquid, Refresh Liquid, Initial
Brush 00 LP, Initial Brush 02 LP, keverőtál)

209 920 Ft

Initial LiSi Block CEREC, 14 méret

(színek: A1 HT, A2 HT, A3 HT, B1 HT
A1 LT, A2 LT, A3 LT, B1 LT) 012919-26

48 460 Ft

Initial™ LiSi

Leplezőkerámia lítium-diszilikáthoz

Initial LiSi por 10002916-31

(20g) (Dentin, Enamel)

17 920 Ft

Initial LiSi por 10002937-80

(20g) (CLF, TR,EO, FD, EOP, CT, IN, CP,
Bleach Shades, TM, EI, Gum)

18 910 Ft

Initial LiSi Basic Set 10003184

(6x Dentin 20g; 4x Enamel 20g; 1x CL-F, 20g;
2x Translucent, 20g; 1x BLD-2, 20g; 1x BL-E,
20g; 2x Translucent Modifier, 20g; 1x GL 10g,
1x Spectrum Glaze folyadék 25 ml;
1x modelláló folyadék 50ml)

274 650 Ft

Initial™ LiSi Press

A forradalmian új préskerámia

Initial LiSi Press pellet csomagok 10003665-860

(5x 3g)

38 600 Ft

transzlu- cencia	fehéřített		A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	
HT	HT- EXW	BLE+	HT- BLE	HT- E58		HT- E59	HT- E60	HT- E57		HT- E59		HT- E60	HT- E59		HT- E60		HT- E59		
MT	MT- B00	BO+	MT- B0	MT- A1	MT- A2	MT- A3	MT- A3,5	MT- A4	MT- B1	MT- B2	MT- B3	MT- B4	MT- C1	MT- C2	MT- C3	MT- C4	MT- D2	MT- D3	MT- D4
LT	LT- B00	BO+	LT- B0	LT- A1	LT- A2	LT- A3	LT- A3,5	LT- A4	LT- B1	LT- B2	LT- B3	LT- B4	LT- C1	LT- C2	LT- C3	LT- C4	LT- D2	LT- D3	LT- D4
LT-IQ				LT-A				LT-B				LT-C				LT-D			
MO	MO-0		MO-1		MO-2			MO-1		MO-2		MO-1		MO-2					



Initial™ MC

A csúcsmínőségű fémkerámia

Initial MC opaker paszta (1x 3g)
10001827-42

11 810 Ft

Initial MC opaker por (1x 20g)
10001946-60

16 720 Ft

**Initial MC opakdentin,
dentin, zománc por** (1x 20g)
10001868-87

13 790 Ft

**Initial MC opakdentin,
dentin, zománc por** (1x 50g)
10002039-58


27 940 Ft

Initial MC dentin, zománc por (1x 250g)
10002119-38

118 690 Ft

Initial MC Chroma Shade Translucent Set
(7x 20g, CST-A, CST-B, CST-C, CST-D, CST-BL,
CST-L, CST-M, 1x Modelling Liquid 25 ml,
mérőkanál készlet, Chroma Shade Translucent
fogszínelcs) 10003183

122 350 Ft



Initial INmetalbond

Initial INmetalbond (2x 4g)
10003154

32 300 Ft

Initial™ Zr-FS

Több indikációs kerámia rendszer

Initial Zr-FS Frame Modifier por (1x 20g)
10002716-803

20 630 Ft

Initial Zr-FS dentin, zománc por (1x 20g)
10002726-45

18 400 Ft

Initial Zr-FS dentin, zománc por (1x 50g)
10002818-37

38 190 Ft

Initial Zr-FS dentin, zománc por (1x 250g)
10002888-907

124 910 Ft

**Initial MC/Zr-FS
Modelling Liquid PLUS** (1x 50 ml) 10003016

8 410 Ft



Initial™ FIRING FOAM

Égetőpaszta

Initial Firing Foam
(1x 10g) 70000013

10 570 Ft



Initial™ IQ ONE SQIN

Új koncepció a monolitikus és a bukkálisan redukált munkadarabok számára... maximális esztétika egy mikrorétegen belül!



Initial IQ, ONE SQIN System SET

10006991

466 930 Ft

Initial IQ, SQIN SHADES SET

10006990
(5x Body A/B/C/D/BL-D, 5x E-57/58/59/60/BL-E, 1x TO, 3x GUM por (light, dark, neutral), 1x Form & Texture folyadék 25ml, 1x ecset B, 1x keverőtál, 1x TM)

254 690 Ft

Initial SQIN, utántöltő

10006975-89
(por 10g : Dentin, Body-A, B, C, D BL-D, Enamel, E-57, E-58, E-59, E-60, BL-E, TO-Booster, GUM light, GUM dark, GUM neutral)

17 460 Ft

Initial SQIN Form & Texture Liquid

(50ml) 10006989

12 260 Ft

Initial™ Enamel Opal Booster

Initial MC, ZR-FS és LiSi kerámiákhoz

Initial MC EOP Booster por

10001896
(1x 20g)

14 700 Ft

Initial Zr-FS EOP Booster por

10002754
(1x 20g)

19 350 Ft

Initial LiSi EOP Booster por

10002980
(1x 20g)

18 910 Ft

Initial Brush

Kolinsky kerámiázó ecsetek

Initial Brush Set

10003162
(1x Opaque OP, 1x 00 LP, 1x 02 LP, 1x 06 M, 1x 08 M)

42 790 Ft

Initial Brush PROMO MC

(1x Initial MC Entrance Kit, 1x MC DA1 20g, 1x MC DA2 20g, 1x MC PO-CL A1 4g, 1x MC PO-CL A2 4g, 1x Initial Brush Set)


132 350 Ft

Initial Brush PROMO Zr-FS

(1x Initial Zr-Fs Entrance Kit, 1x Zr-Fs DA1 20g, 1x Zr-Fs DA2 20g, 1x Initial Brush Set)

121 990 Ft





- módosított összetétel
- megnövelt fluoreszcencia



Initial™ Lustre Pastes ONE

Initial IQ, LP ONE, V-szín készlet 10007017
(1x L-N 4g, 1x L-V 4g, 4x Body Shades 4g, 8x Enamel Effect, színek 4g, 1x Diluting Liquid 8ml, 1x Refresh Liquid 8ml, 1x Mixing Dish, 1x ecset 00, 1x ecset 2, 1x védőfedél)

358 640 Ft

Initial IQ, LP ONE, utántöltő 10006997-7014
(1x 4g, színek: L-N, L-A, L-B, L-C, L-D, Vanilla L-1, White L-2, Light grey L-3, Dark grey L-4, Light blue L-5, Dark blue L-6, INCisio L-7, Olive L-8, Value L-V, Orange L-9, Twilight L-10, L-OP opal, L-NFL neutral fluo)

29 420 Ft

Initial IQ, LP ONE 10007018-19
L-N vagy L-NFL (3x 4g)

70 880 Ft

Initial™ Lustre Pastes NF GUM

Initial IQ, One Body, LP NF, Gum Shades Set 10003186
(5x IQ LP NF Lustre Paste 4g, 4x StainModifier 3g, 1x IQ LP NF Diluting Liquid 8ml, 1x IQ LP NF Refresh folyadék 8ml, 1x IQ LP NF keverő tálca, 1x IQ LP NF ecset A, 1x IQ LP NF ecset B, 1x IQ LP NF Plastic Cover, 1x IQ LP NF)

198 390 Ft

Initial IQ, One Body LP NF, Gum Shade utántöltő 10003032-36
(1x 4g, színek: G-23, G-24, G-34, G-35, G-36)

24 390 Ft

Stain Modifier LP NF utántöltő 10003037-40
(1x 3g, színek: M1 white, M2 red, M3 blue, M4 brown)

20 340 Ft

Initial Spectrum Stains

Initial Spectrum Stain Set 10003190 (16x SPS1 – SPS16 (3g), 1x Glaze Powder GL (10g), 1x Glaze Liquid (25ml), 1x Glaze Paste Liquid (8ml), 1x Shade Guide)

366 930 Ft

Initial Spectrum Glazúr folyadék 10003011 (1x folyadék 25 ml)

7 860 Ft

Initial Spectrum Glazúr por 10003012 (1x por GL 10g)

14 080 Ft


Initial Spectrum Glazúr Paste folyadék paszta állagú konzisztenciát biztosít 10003013 (1x folyadék 8 ml)

7 570 Ft

Initial Spectrum Stain utántöltő 10002995-3012 (1x utántöltő 3g)

20 740 Ft





GRADIA™ PLUS

Moduláris kompozit rendszer indirekt restaurációkhoz

GRADIA PLUS Opaker 10003564-78

(1x Opaker 2,0 ml, színek:
O-Base, OA, OB, OC, OD, OA1, GO-1, GO-2)

19 750 Ft

GRADIA PLUS Heavy Body 10003579-600

(1x HB 3,3 ml, színek: DA1, DA2, DA3, DA3.5, **DA4**,
DB1, **DB2**, DB3, **DB4**, **DC1**, **DC2**, DC3, **DC4**, DD2,
DD3, **DD4**, EL, ED, CLF, PE, ODA, ODB, ODC, ODD,
ODW, DW, GHB-1, GHB-2, GHB-3, GHB-CL)

25 650 Ft

GRADIA PLUS Light Body 10003601-24

(1x LB 2,0 ml, színek: **DA1**, **DA2**, **DA3**, **DA3.5**, **DB1**,
DB3, **DC2**, **DD3**, **EL**, **ED**, Base E, Base CLF, Base D,
DW, Base OD, ODW, Base E, Orange, Yellow, Red,
Grey, Blue, Milky, Inlay E, Inlay TD, A, B, C, D, W,
GLB-1, GLB-2, LB-3, GLB-CL)

20 510 Ft

GRADIA PLUS Lustre Paint 10003625-36

(1x LP 0,8 ml, színek: A, B, C, D, CLF, Blue, Grey,
Cream, Lavender, CL, GLP Bright Red, GLP Violet)

22 580 Ft

GRADIA PLUS LP 10003637

Diluting Liquid (1x 3 ml)

14 730 Ft

GRADIA Diapolisher 10000230

Box (8g)

44 160 Ft

GRADIA PLUS Combi-Set A

Layer Set 10003559
Paint Set 10003560
Accessory Set 10003563

835 190 Ft

GRADIA PLUS Combi-Set B

Layer Set 10003559
Layer Pro Set 10003652
Paint Set 10003560
Accessory Set 10003563

1 178 810 Ft

GRADIA PLUS Combi-Set C

One Body Set 10003652
Paint Set 10003560
Accessory Set 10003563

667 380 Ft

GRADIA PLUS Combi-Set D

Gum Set 10003561
Accessory Set 10003563

463 520 Ft

c s e r e a k c i ó
részletek a GC képviselőjénél



befecskendezős
technika,
MDT Roeland De
Paepe



1 137 760 Ft

Labolight DUO

LED fénypolimerizáló készülék
indirekt kompozit technikákhoz

- optimális keményedés minden fényre keményedő fogászati anyag esetén
- kettős hullámhosszú LED:
 - 12 kék LED: 465 - 485 nm
 - 3 lila LED: 390 - 400 nm
- hosszú élettartamú LED



KOMPOZIT, 3D
FESTÉKEK, PRIMEREK
HIBRID KERÁMIA

Primerek



GC Acrylic Primer 10003646
(6 ml)

32 470 Ft



CERAMIC PRIMER II 10001203
(3 ml)

44 770 Ft

CERAMIC PRIMER II 10001204
egyadagos (10x)

24 340 Ft

METAL PRIMER Z 10001265
(5 ml)

91 090 Ft



CERASMART™ 270

Energiaelnyelő hibrid kerámia CAD / CAM blokk

választható színek: A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT,
B1 HT, A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, BL

CERASMART270 12
10001391-12

56 810 Ft

CERASMART270 14
10001413-34

62 020 Ft

CERASMART270 14L
10001435-56

67 260Ft



GC Temp PRINT

3D nyomtatható, fényre keményedő kompozit
ideiglenes koronák és hidak számára

Temp PRINT light 10004798
Temp PRINT medium 10004797
(1x 500g)

121 970 Ft



OPTIGLAZE® color

Nano töltésű, fényre keményedő karakterizáló anyag

OPTIGLAZE color utántöltők 10001151-65
(1x 2,6 ml, színek: A plus, B plus, C plus, White,
Ivory white, Yellow, Orange, Pink orange, Red
brown, Olive, Grey, Blue, Lavender, Pink, Red)
OPTIGLAZE color clear (1x 5 ml) 10001166
OPTIGLAZE color clear HV (1x 5 ml) 10001167

27 440 Ft

OPTIGLAZE color készlet 10001150
a készlet minden színt tartalmaz

332 450 Ft





GC Fujivest Super

Fujivest Super por 10001776
(40x 150g tasak)

74 510 Ft

Fujivest Super por 10001778
(67x 90g tasak)

87 690 Ft

Fujivest Super, HE folyadék 10001777,80
(1x 900 ml)

16 300 Ft



GC Stellavest

Stellavest por 10003333
(4x 2kg)

62 120 Ft

Stellavest folyadék 10001788
(1x 900 ml)

14 670 Ft



GC Fujivest Premium

Fujivest Premium por 10003213
(40x 150g tasak)

64 850 Ft

Fujivest Premium por 10003214
(67x 90g tasak)

74 020 Ft

Fujivest Premium folyadék 10003215
(1x 900 ml)

15 740 Ft

GC LiSi PressVest

Beagyazás és préselés

LiSi PressVest beagyazó por 10003661
(60x 100g)

75 590 Ft

LiSi PressVest folyadék 10003662
(1x 900 ml)

15 280 Ft

LiSi PressVest SR folyadék 10003663
(1x 100 ml)

28 860 Ft

LiSi PressVest Intro Kit 10003664
(6x 100g, 1x135ml)

26 230 Ft

GC Initial™ CAST NP

Kobalt-krom alapú öntőfém
HTE (HTE 14,1x10⁻⁶ K-1)

Initial CAST NP 10003650
(1x 1000g)

235 040 Ft

Initial CAST NP 10003649
(1x 500g)

122 010 Ft

Initial CAST NP 10003648
(1x 250g)

65 320 Ft



GC FUJIROCK® EP Classic Line

IV típusú fogászati modellgipsz

Golden Brown 10003220
(1x 12kg)

34 920 Ft

Golden Brown 10003218
(1x 5kg)

18 170 Ft

Topaz Beige 10003219
(1x 5kg)

20 020 Ft

GC FUJIROCK® EP Premium Line

Továbbfejlesztett IV. típusú fogászati modellgipsz,
CAD/CAM technikához is

Pastel Yellow (1x 11kg) 10003243

35 640 Ft

Pastel Yellow (1x 4kg) 10003242

Polar White (1x 4kg) 10003244

Inca Brown (1x 4kg) 10003245

Titanium Grey (1x 4kg) 10003246

16 380 Ft

GC BASE STONE

Alátalpaló gipsz

Terracotta Red 10003221

(1x 12kg)

Royal Blue 10003222

(1x 12kg)

27 180 Ft

PATTERN RESIN™ LS

Kismértékben zsugorodó mintázó műanyag

PATTERN Resin LS 1-1 csomag 10001702

(1x 100g por, 1x 105ml folyadék,
2x keverőcsésze, 1x ecset N° 4, pipetta)

45 760 Ft

PATTERN Resin LS folyadék 10001704

(1x 105ml)

19 530 Ft

PATTERN Resin LS por 10001703

(1x 100g)

25 930 Ft



GC KÉRDÉssel KIHEZ FORDULHAT AZ ÖN TERÜLETÉN?



Elekes Attila
Country Manager
országosan
tel.: +36 20 344 1211



Máté Annamária
rendelő
Budapest régió
tel.: +36 20 517 0050




Gáll Marcell
labor és CAD CAM
országosan
tel.: +36 20 215 1710



Hargitai Réka
GCEEO Hungary iroda
országosan
tel.: +36 20 513 1014



Papp Annamária
rendelő
DK Magyarország régió
tel.: +36 20 517 2030



Az ajánlott kiskereskedelmi árak az ÁFA-t tartalmazzák és 420 Ft / Euró árfolyamig érvényesek

GC Europe N.V. - GCEEO Hungary • H-1027 Budapest • Fazekas u. 29-31.
+36 1 224 0400 • info.hungary@gc.dental • <https://www.gc.dental/europe/hu-HU>



GC oktató videók

GC KÉPVISELŐKÖN KERESZTÜL ELÉRHETŐ LABOR AKCIÓK

TERMÉK	AKCIÓ
Minden BLOKK utántöltő Initial Lisi Block, Initial LRF, Cerasmart 270	10 + 3 Mix&Match (vegyesen is összeválogathatja a termékeit, a legolcsóbb lesz az ajándék) 4 + 1 Mix&Match
GRADIA PLUS HB, LB utántöltő	7 + 1 Mix&Match (vegyesen is összeválogathatja a termékeit, a legolcsóbb lesz az ajándék)
Initial LiSi Press, présellet utántöltő	9 + 1
Initial Zr Coloring Liquid készlet	1 + 1x Initial Zirconia Disk 12mm
Initial IQ SQIN utántöltő	5 + 1 4 + 1x Initial IQ, SQIN por (GUM vagy OM fehér)
Initial MC, Zr-FS utántöltő	5 + 1
OPTIGLAZE color utántöltő	4 + 1

CSAK ÚJ FELHASZNÁLÓKNAK

TERMÉK	AKCIÓ
Initial LiSi Block utántöltő	3 + 1



GC labor tudástár

